

# Highlights des zweiteiligen Z5c-Implantats

## Z5c-40-10

> Implantat 4 mm × 10 mm

### Gleiche Aussenkontur und Oberfläche wie einteilige Z-SYSTEMS Implantate sichert übertragbare Ergebnisse:

- gleiches Bohrset
- exzellente Osseointegration mit Laseroberfläche SLM®
- sehr gute Langzeitergebnisse

### Erfahrung aus über 60.000 gesetzten Implantaten


- Das selbstschneidende Gewinde mit Knochenspanreservoir reduziert das Eindrehmoment
- Hervorragende Osseointegration durch bewährte, patentierte firmeneigene SLM® Laseroberflächentechnologie und schonende Plasmasterilisation

### In situ direkt beschleifbar: Abutment und Implantat-schulter

- individuelle Ästhetik
- Schnelle und kostengünstige weitere Versorgung – wie ein natürlicher Zahn

- Perfekte individuelle Ästhetik durch beschleifbare Präparationsgrenze.

- Das Implantat verbindet eine konische Grundform mit einem dynamischen selbstschneidenden Gewinde.



**Z-SYSTEMS**  
ceramic implants