


Highlights des einteiligen Z5m-Implantats

Z5m-40-10

> Implantat 4 mm × 10 mm

Erfahrung aus über 60.000 gesetzten Implantaten

- Hervorragende Osseointegration durch bewährte, patentierte firmeneigene SLM® Laseroberflächentechnologie und schonende Plasmasterilisation
- Das selbstschneidende Gewinde mit Knochenspanreservoir reduziert das Eindrehmoment



In situ direkt beschleifbares Abutment

- individuelle Ästhetik
- Schnelle und kostengünstige weitere Versorgung – wie ein natürlicher Zahn
- Perfekte individuelle Ästhetik durch beschleifbare Präparationsgrenze.
- Konisch auslaufendes Gewinde mit verbreitertem Kerndurchmesser im oberen Gewindebereich gewährleistet optimale mechanische Festigkeit und bessere Primärstabilität



Z-SYSTEMS
ceramic implants